

Uso dos protetores faciais/máscaras face shield

13.05.2020 – versão 4

*Essas orientações podem sofrer alterações

INDICAÇÃO DE USO (Utilize quando realizar tais procedimentos com qualquer paciente)

É obrigatório para todos os procedimentos geradores de aerossóis, como: aspiração traqueal, intubações, extubações, troca de cânula de traqueostomias, EDA, colonoscopia, broncoscopia e tratamento odontológicos.

Utilizar juntamente com os demais EPIs: máscara N95/PFF2, touca, luvas, avental e óculos (opcional quando utilizar a face shield)

LIMPEZA DOS PROTETORES FACIAIS/MÁSCARAS FACE SHIELD

Ao sair do quarto de paciente suspeito/confirmado para COVID-19, retire as luvas e o avental, permaneça com a paramentação respiratória (máscara N95/PFF2, óculos e touca) e higienize as mãos:

SEM sujidade visível:

- Calçar novas luvas de procedimento;
- Utilizar LabSeptic para desinfecção do protetor com compressa descartável.

COM sujidade visível (Realizar a limpeza e desinfecção no expurgo da unidade):

- Na chegada ao expurgo, calçar novas luvas de procedimento e realizar a higienização da bancada com LabSeptic;
- Colocar o protetor facial sob uma compressa descartável (Wypall) limpa;
- Borrifar o detergente (Veroplus ou Enzimático) na compressa descartável (Wypall) e passar no protetor facial.
- Realizar o enxágue em água corrente;
- Secar o protetor manualmente com o uso de uma compressa descartável (Wypall) ;
- Realizar a desinfecção com uso de LabSeptic, borrifar o produto em uma nova compressa e passar no protetor;
- Guardar em saco plástico e armazenar em local apropriado de acordo com cada setor;
- Retirar as luvas e higienizar as mãos;
- Retirar a máscara N95/PFF2;
- Acondicionar a máscara N95/PFF2 em local apropriado.

MODELOS DOS PROTETORES FACIAIS/MÁSCARAS FACE SHIELD CONFORME CLASSIFICAÇÃO

PROTETOR FACIAL RIGIDO INCOLOR Cód Tasy: 122623



- Pertence ao setor, reutilizável, compartilhada
- Elástico deve ser trocado diariamente
- Armazenar no saco plástico
- Validade:** Trocar apenas se necessário, após, desprezar em lixo infectante

PROTETOR FACIAL SEMI PERMANENTE Cód Tasy: 123356



- Possui uma espuma branca para proteção da testa
- Uso individual
- Armazenar no saco plástico próprio
- Identificar com nome do profissional
- Após o uso desinfecção com LabSeptic
- Validade:** 14 dias, após, desprezar em lixo infectante

PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL Tasy: 122383



- Uso individual, descartável
- Validade:** Desprezar no final do plantão, em lixo infectante

TROCA DO ELÁSTICO PROTETOR FACIAL RIGIDO INCOLOR (Cód Tasy: 122623)



É necessário a **troca diária do elástico** para esse modelo de protetor.

Cód Tasy do Elástico: 105962

OUTROS MODELOS PROTETOR FACIAL SEMI PERMANENTE Cód Tasy: 123356



- Será utilizado nas Unidades Tamandaré.
- Orientações de uso na embalagem
- Régua regulável para ajuste da região da cabeça.

Temos recebido diferentes modelos de protetor facial/face shield para que não falte durante nossa assistência. Comunicaremos se surgirem novos modelos!