


COVID-19: Fluxo do elevador para transporte de paciente suspeito ou confirmado

Unidades Antônio Prudente e Tamandaré



Ligar na Central de Monitoramento.
Ramal: 1023 ou 2147.

Utilização dos Elevadores:

Unidade Antônio Prudente:

- **Elevador E02** – transporte de pacientes para a Imagem, alta de paciente da UI com exame pendente e para pacientes transferidos do Bloco B para o 2º andar A ou B.
- **Elevador E10** – transporte de pacientes entre PS, UI e UTI, encaminhamento ao Morgue e para pacientes transferidos do bloco A para o 2º andar A ou B.
- **Elevador E17 (Hilda Jacob)** – transporte de paciente.

Unidade **Tamandaré**: elevador E2.

Térreo na Antônio Prudente e no subsolo na Tamandaré.

Profissional da Higiene deverá utilizar luvas, avental, máscara N95 e óculos.

Desinfecção com Labseptic em compressa descartável (Wypall);